

檢驗項目： Acid Fast stain

檢驗代碼： 130251

院內檢驗  委外代檢  (新光醫院)

檢體採檢：1. 痰液(早上刷牙後第一口痰最好，痰液採檢時請取深咳痰) 檢體量至少要 2~5mL。  
2. 體液 檢體量至少要 2~5mL。  
3 尿液 檢體量 50mL。

採檢容器：火箭筒尖底管

報告時效：星期二至星期五：24 小時  
星期六至星期一：24~72 小時

參考區間：No AFB seen.

危險值：無。

臨床意義：可提供初步篩檢結核病的方式，一套檢體陰性不代表陰性，需連續三天送檢為陰性且需搭配陰性培養結果，才可確認為陰性。有必要，仍需加做 TB-PCR 來確認。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：無

是否需患簽署同意書：否

注意事項：1. 應於治療前即採檢，因為藥物治療會影響診斷的正確性。  
2. 如醫師開立三張檢驗單，請分三天收集檢體。  
3. 檢體若無法立刻送檢，可暫放 4°C 冰箱冷藏保存。  
4. 痰以深咳排出後應裝於密封無菌痰盒中，以免感染他人。  
5. 請放入夾鏈袋。