檢驗項目:Nose、Throat culture
檢驗代碼:130071 (嗜氧培養)
院內檢驗 ■      委外代檢 □
檢體採檢:無特別規範但棉花拭子上必需取得檢體。
採檢容器:藍頭嗜氧採檢棒
報告時效:3~5天
參考區間:Normal flora
<b>危險值:無。</b>
臨床意義:咽喉培養主要致病菌為 Group A Streptococcus (Streptococcus pyogenes),其次為百日咳、
白喉、與淋病菌引起之咽炎。
補單、複檢時效:無。
影響檢驗結果的原因:檢體未立即接種,導致常在菌大量繁殖,致病菌相對地不易分離。
是否需患簽署同意書:否
注意事項: $1.$ 採檢後立即送檢若不能立刻,送至檢驗室應置於 $4^{\circ}\mathbb{C}$ 冰箱。
2. 鼻咽檢體採檢位置屬呼吸道的一部份,故不接受厭氧培養的需求。