

檢驗項目：Tip culture

檢驗代碼：130071 (嗜氧培養)

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：長度以五公分為佳。

採檢容器：無菌塑膠盒

報告時效：3~5 工作天

參考區間：No Growth

危險值：無

臨床意義：當病患有發熱症狀時，可藉由 CVP Tip 的培養得知病患是否經由 Tip 而受到細菌感染，此結果可提供給醫師做為診斷的參考。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：1. 採檢過程受污染。在採檢 CVP Tip 時所用的剪刀、鑷子等須消毒滅菌完全。
2. CVP tip 的長度以五公分為佳，否則在平板上滾動不易，並容易造成污染。

是否需患簽署同意書：否。

注意事項：Foley Catheter Tip 不適合做培養。