

檢驗項目：Genital (Vaginal)discharge culture

檢驗代碼：130071 (嗜氧培養)

130081 (厭氧培養)

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：適量的檢體採集;且盡可能採集到真正被感染的部位，可提升培養的陽性率。

採檢容器：藍頭嗜氧採檢棒

黑頭厭氧採檢棒

報告時效：嗜氧培養:3~7 天

厭氧培養:7~10 天

危險值：無

臨床意義：1. 淋病雙球菌 (*Neisseria gonorrhoeae*) 常常引起生殖器官部位發炎，如子宮頸炎、陰道炎、前列腺炎、尿道炎。

2. *Candida species* 亦常引起生殖道的炎症。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：檢體收集方法的良好與否，會影響到生殖道的培養結果，進而影響醫師的診斷。

是否需患簽署同意書：否

注意事項：採檢後立即送檢, 絕不可置於冰箱。