

檢驗項目：D-Dimer test / D-D 雙合試驗

健保編號：080791

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：取 2ML 血液送檢

採檢容器：藍蓋真空採血管 (sodium citrate)

報告時效：一般件：每天 急件：1 小時

參考區間： <500 ng/mL

危險值：無

臨床意義：

- 1.D-Dimer 濃度低於嚴格的臨床研究所確定的低限值時檢驗結果可協助醫師用來排除深靜脈栓塞(DVT)或肺栓塞(PE)疾病的早期發現。
- 2.彌漫性血管內凝血 (DIC)：發生 DIC 時，D-Dimer 的濃度增加。
- 3.病理性懷孕：懷孕時 D-Dimer 濃度增加，可以達到超過基礎值三或四倍的水平。
- 4.手術後追蹤：手術後，由於靜脈血栓形成時多無症狀，所以診斷困難，測量 D-Dimer 可以輔助診斷。
- 5.深層靜脈血栓的肝素治療監控：用肝素治療深層靜脈血栓時，開始治療的第一天 D-Dimer 開始下降，然後水平進行性下降，直到第十天之前，仍保持在參考值之上。但在無血栓併發症的患者，其 D-Dimer 濃度在治療期間不增加。

補單、複檢時效：2 天

影響檢驗結果的原因：無

是否需患簽署同意書：否

注意事項：

採檢後，請 180 度輕微搖晃 8~10 次，以利抗凝劑混合均勻