

檢驗項目：Stool Occult Blood-EIA( FOBT)

健保編號：091341 糞便潛血反應檢查(免疫法)

院內檢驗  委外代檢

檢體採檢：取隨機糞便送檢

採檢容器：FOB 專用採檢容器

報告時效：一般件：3 天 急件：NA

參考區間：陰性：0-99 ng/ml；陽性： $\geq 100$  ng/ml。

危險值：無

臨床意義：

糞便中的血紅素量，在消化道特別是伴隨著出血性的下消化道病變時會增加。因此測定糞便中血紅素的量，是對於以大腸癌等下消化道疾病之早期發現與治療為目的的一種有效篩檢法。

Occult blood 化學法與免疫定量法之優缺點比較如下：

	優點	缺點
Occult blood 化學法	1、適用上、下消化道出血 2、敏感度高	1、偽陽性較高 2、會受食物影響 3、無法鑑別是上或下化道出血
Occult blood 免疫定量法	1、專一性高 2、不受食物影響 3、適用下消化道出血	不適用上消化道出血

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：參閱注意事項

是否需患簽署同意書：否

注意事項：

1. 請至檢驗科領取特殊專用容器。
2. 避免月經及痔瘡出血時。