

檢驗項目：Complement 4 / 血液補體-4 測定

健保編號： 120381

院內檢驗  委外代檢

檢體採檢：血清 0.3mL

採檢容器：生化管

報告時效：每天

參考區間：13.0 - 44.0 mg/dL

危險值：無

臨床意義：

C4 只消耗於補體活化的傳統路徑，在遺傳缺乏者對抗感染的能力下降，

C4 消耗下降於腎絲球腎炎，慢性活動性肝炎，自體免疫疾病，SLE 活化時。

上升於癌症、年輕型類風溼性關節炎。

鏈球菌感染後的腎絲球腎炎，C3 下降，C4 通常正常。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：溶血 4+

是否需患簽署同意書：否

注意事項：