

檢驗項目：Complement 3 / 血液補體-3 測定

健保編號： 120341

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：血清 0.3mL

採檢容器：生化管

報告時效：每天

參考區間：

80.0-170.0 mg/dL

Sample Type	Conventional Unit
Newborns	58.0-108.0 mg/dL
3 Months	67.0-124.0 mg/dL
6 Months	74.0-138.0 mg/dL
9 Months	78.0-144.0 mg/dL
12 Months	80.0-150.0 mg/dL
2-10 Years	80.0-150.0 mg/dL
12-18 Years	85.0-160.0 mg/dL
20 Years	82.0-160.0 mg/dL
30 Years	84.0-160.0 mg/dL
40-70 Years	90.0-170.0 mg/dL

危險值：無

臨床意義：

C3 消耗於補體活化的傳統及代替路徑，

下降消耗於遺傳缺乏，急性腎絲球腎炎，慢性肝炎、肝硬化，反覆感染，自體免疫疾病，SLE，DIC。

上升於感染、發炎、壞死，腫瘤轉移，是急性期反應物質。

當感染發炎的因子消失時，C3 濃度回復正常，因此可以作為監控療效的指標。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：溶血 4+

是否需患簽署同意書：否

注意事項：